

自動車用オゾン発生装置 剛腕300CT



- わずか、重量3kgと剛腕シリーズ最軽量
- AC100～240V(専用AC電源アダプタ使用)/DC12V・DC24V(シガレットライター)でのご使用に対応可能
- タイマーをセットし電源スイッチをオンするだけの簡単操作。(最大60分)

推奨適用広さ
最大約30㎡



使用イメージ

仕様

寸法	310(W)x170(D)x140(H)mm (突起物含まず)
重量	約3kg
消費電力	35W
電源	DC12V・DC24V・AC100～240V
使用環境	0～40℃(結露、水濡れなきこと)
オゾン発生量	300mg/h(20℃60%RH)
吹き出し口濃度	9.5ppm

自動車用オゾン発生装置 剛腕300CT 型番:GWM-300CT
OE-8-2493 ¥198,000(税別)

自動車用オゾン発生装置 剛腕500S



- オゾン発生量、500mg/hとパワフル性能にもかかわらず、重量約4.5kg
- 人の動きをセンサーで感知してオゾン発生量を自動で調整します。

推奨適用広さ
最大約60㎡



使用イメージ


仕様

寸法	302(W)x160(D)x176(H)mm (突起物含まず)
重量	約4.5kg
消費電力	40W
電源	AC100V
使用環境	0～40℃(結露のなきこと)
オゾン発生量	500mg/h(20℃60%RH)
吹き出し口濃度	12ppm

自動車用オゾン発生装置 剛腕500S 型番:GWM-500S
OE-8-2491-S ¥298,000(税別)

【除菌効果実験例】「オゾン曝露なし」の場合と「オゾン曝露あり」の場合で表のような結果が得られています。

試験菌	オゾン曝露なし(4時間)	オゾン曝露あり(2時間)	オゾン曝露あり(4時間)
黄色ブドウ球菌	390	3	2
腸炎ピブリオ菌	380	0	0
セレウス菌	200	37	36



オゾンの強い酸化力は、除菌・殺菌や消臭において、その威力を発揮します。細菌や悪臭物質の成分の多くは、酸素原子と非常に反応が速いので、オゾンによる除菌・殺菌・消臭はとても効果的です。

試験結果/試験平板 1枚あたりの生菌数 (財)日本食品分析センター調べ



9

教育訓練用資器材

119番通報訓練用資器材	120
CPRトレーニング	122
QCPRフィードバックソリューション	131
AEDトレーニング	132
CPRトレーニング	134
多目的マット	135
マネキン消耗品	136
CPRシミュレータ	137
AEDトレーニング	138
ポケットマスク	140
フェイスシールド	141
気道管理トレーニング	143
その他トレーニング	146
IVトレーニング	146

★★★★ 119番通報訓練用資器材

119番通報 訓練システムOE型

バッテリー内蔵
コードレス

バッテリー内蔵・コードレス、タッチパネル採用。
119番通報訓練装置が、新たに使いやすく生まれ変わりました。



- 専用コードレス電話(訓練者)&ワイヤレススピーカーと通報訓練装置(指導者)は離れた場所でも使えるコードレスシステムです。
- 設置場所を選ばないAC電源不要のバッテリー内蔵タイプです。
- 指導操作パネルは初めての方でも簡単に操作が可能な液晶タッチパネル方式です。

防災訓練で手軽に「119番の正しい通報の仕方」を実施指導することができます。

火災発生、事故発生から消防車、救急車の出動は1秒を争います。ところが一般の方で119番通報になれた方は、めったにいません。119番通報訓練システムは、地域や学校、商店街・工場等の施設での防災訓練に簡単に持ち運びことができ、多くの方に実際の電話機を使った「119番通報訓練」を体験していただくことができると同時に、「火災への日頃の心構え」の大切さを改めて伝えることができます。




■仕様	
119番通報訓練装置	サイズ：200(W)×190(H)×60(D)mm AC電源/バッテリー内蔵・型番:OE型
ICレコーダー	記録時間：最大1,017時間
ヘッドセット	ボリュームコントローラ付
送信機	9V電池、送信出力35mW 周波数範囲 VHF 180-260MHz
ワイヤレススピーカー	サイズ：180(W)×300(H)×110(D)mm AC電源/バッテリー内蔵、音量出力25W 周波数範囲 VHF 180-260MHz
コードレスフォン	バッテリー内蔵、フル充電で約2時間使用可能

119番通報訓練システムOE型
OE-9 ¥480,000(税別)

- 付属品
- バッテリー内蔵型AC電源
 - ICレコーダー
 - 単4アルカリ電池2本
 - ICレコーダー用リモコン
 - ヘッドセット
 - 送信機
 - ワイヤレススピーカー
 - 専用コードレスフォンセット (親機1台・専用コードレス電話2台)

■ 119番通報訓練装置

操作パネルは液晶タッチパネルを採用、設置場所を選ばないバッテリー内蔵タイプです。



※電源はバッテリー・AC電源どちらでも利用可能です。

- 訓練者のダイヤル番号をチェック
訓練者の電話番号間違いをチェック、ダイヤル間違いは不通話状態になります。
- 訓練者との通話時間をデジタル表示
通話が始めると同時に通話時間を計測するストップウォッチ機能。
- ダイヤル操作時間をチェック
訓練者のダイヤル時間を任意で上限設定、タイムオーバー警報音が鳴ります。
- 受付、呼出、復帰(リセット)スイッチ
タッチパネル操作で電話の受付、呼出、復帰(リセット)ができます。

■ 訓練時の操作手順

- ### 1 訓練者が電話します

訓練者は「通話ボタン」を押して発信音「ツーン」を確認してから119番をダイヤルします。

ダイヤルを間違った場合は「話し中音」となります。ダイヤル時間が任意設定した時間をオーバーするとアラームが鳴ります。
- ### 2 指導操作パネルで着信操作をします

訓練者が119番をダイヤルするとダイヤル表示部に「119」が表示され受付スイッチが点滅を始め通話時間タイマーがスタート、録音が始まります。

訓練者がダイヤルを間違った場合や時間オーバーした場合は復帰スイッチを押してアラームを消し、新たに訓練を始めます。
- ### 3 通報訓練をします

模範通報の「〇〇〇〇区〇〇町〇〇番地、〇〇付近(目標)」で興奮状態を加味しても80秒~120秒です。

訓練者が通報訓練中に誤って電話を切ってしまった時は呼出スイッチを押すと電話機の着信音になります。
- ### 4 訓練終了、訓練者は電話を切ります

通報訓練が終了したら、訓練者は電話機の「切るボタン」を押します。
- ### 5 訓練終了後、次の訓練に備えます

指導者は、指導パネルの復帰スイッチを押して新たな訓練に備えます。

ICレコーダーの録音は自動的に終了します。

訓練者が「切るボタン」を押した時はヘッドセットで電話を切るよう呼びかけます。

付属のICレコーダーで会話を自動的に録音

通話が始まると自動的に録音開始、その場で実際の会話を再生することが可能です。

模範通報を事前に録音、会場のスピーカーから流すことが可能です。

9 教育訓練用資器材

9 教育訓練用資器材

プレスタン CPR/AEDマネキン

プレスタン CPR/AEDマネキンは、胸骨圧迫の深度と速度をマネキンが評価、クリック音とランプの点灯パターンで受講者に伝えます。



オリジナル
ウェア付き



- 生体に忠実なCPR/AEDトレーニング用マネキンです。
- 頭部も胴体部も家庭用洗剤で洗浄可能です。
- キャリングケース・オリジナルウェア付きです。

プレスタンCPR/AEDマネキン成人	
OE-9-AM-100M	¥54,200(税別)
プレスタンCPR/AEDマネキン小児	
OE-9-CM-100M	¥54,200(税別)
プレスタンCPR/AEDマネキン乳幼児	
OE-9-IM-100M	¥56,000(税別)

■プレスタンCPR/AEDマネキン 成人(Adult) 付属品
●ウェア(スウェット・レッド) ●単3アルカリ電池2本 ●取扱説明書
●キャリングケース ●成人用フェイスシールド・ラングバッグ(肺)10枚
サイズ:高さ63cm 重量:約2.3kg
■プレスタンCPR/AEDマネキン 小児(Child) 付属品
●ウェア(スウェット・ブルー) ●単3アルカリ電池2本 ●取扱説明書
●キャリングケース ●小児用フェイスシールド・ラングバッグ(肺)10枚
サイズ:高さ57cm 重量:約1.8kg
■プレスタンCPR/AEDマネキン 乳幼児(Baby) 付属品
●ウェア・キャップ(スウェット・ピンク) ●単3アルカリ電池2本 ●取扱説明書
●キャリングケース ●乳幼児用フェイスシールド・ラングバッグ(肺)10枚
サイズ:高さ56cm 重量:約1.8kg

■ 胸骨圧迫トレーニング

プレスタン CPR/AEDマネキンは、胸骨圧迫の深度と速度をマネキンが評価、受講者は、クリック音とレートモニタの点灯パターンにより正確な手技をトレーニングできます。



深度評価

マネキンが圧迫の深度を判定、受講者は胸骨圧迫の適切な深度(5cm)をトレーニング中に確認することができます。

充分な深度の場合「クリック音」がします

5cm

レートモニタ

手技の途中で深度が不足すると赤いランプが点灯します

速度評価

レートモニタの4つのLEDライトの点灯パターンによって、手技の4段階評価を受けることができます。

もっと早く! 60回/分に達すると赤のランプが黄色のランプの点灯に変わります

もう少し! 80回に達すると黄色のランプが緑のランプに変わり適切な速度に近づいたことを受講者に伝えます

OK! 100回/分に達すると2つめの緑のランプが点灯し、最適な速度になったことを伝えます

まだまだ! 胸骨圧迫を開始すると1分間あたり0-60回の場合、赤いランプが点灯します

■ 人工呼吸トレーニング

プレスタン CPR/AEDマネキンは、十分な胸郭の挙上と肺バッグの機能、さらに実際の動きに近い頭部後屈機能(特許)により受講者は精度の高い人工呼吸トレーニングが可能です。

フェイスシールド・ラングバッグ(肺)
胸郭の挙上と肺バッグの機能により、胸が膨らみ正しい人工呼吸方法が体験できます。

フィルタ付きフェイスシールド
1体のマネキンで複数の受講者がトレーニングを行う場合、感染防止の目的でフェイスシールド・ラングバッグの上に重ねて装着します。

頭部後屈機能(特許)
頭部後屈をしないで息を吹き込んでも胸郭は膨らみません。

■ プレスタン CPR/AEDマネキン 消耗品

※下記以外の消耗品、パーツ交換部品に関しては、お問い合わせください。

フェイスシールド・ラングバッグ(肺)	50枚/袋	
品番	サイズ	価格(税別)
OE-9-ALB-50	成人用	¥6,200
OE-9-CLB-50	小児用	
OE-9-ILV-50	乳幼児用	

フィルタ付きフェイスシールド	50枚/袋	
品番	サイズ	価格(税別)
OE-9-F5-50	成人用	¥4,600
OE-9-CF5-50	小児用	
OE-9-IF5-50	乳幼児用	

★★★★ CPRトレーニング


ブライデン CPRトレーニングシミュレーター

3部位のLEDライト(額・鎖骨下動脈・頸動脈)が胸骨圧迫の質をフィードバックします。

- 「強く」「早く」「絶え間なく」「圧迫解除」の4基準をひと押しひと押し確認できます。
- 心肺蘇生の目的である「心臓の血管の血流、そして脳の血流の維持」をLEDの点滅で表現しています。
- 参加者は、CPRトレーニングをゲーム感覚で楽しく行うことができます。
- セルフラーニングに適しており、経験の浅い指導者や学校教育に最適です。



ブライデン(ライト赤色)



ブライデン(ライト白色)

3. 正常循環のライト

ガイドライン通りの胸骨圧迫が行われている場合(圧迫の深さと速さと圧迫解除が正しい場合)にのみ点灯します。


2. 速さ(血液循環)のライト

圧迫の速さを表示します。胸骨圧迫速度が120回を超えた場合、すべてが点灯します。

1. 深さのライト

圧迫の深さが5cmより深い時のみ、すべて点灯します。
深さの基準は2種類のモードがあり、適宜変更可能です。
・深さの基準①:5cm以上
・深さの基準②:5-6cm

■胸骨圧迫の質による点灯の変化



ブライデン(LEDライト白色モデル) 商品番号:IM-13
OE-9-32IM-13 ¥80,000(税別)

ブライデン(LEDライト赤色モデル) 商品番号:IM-13R
OE-9-32IM-13R ¥80,000(税別)

■ブライデン共通オプション

マネキン専用ジャケット

マネキン専用ジャケット 型番:OA03
OE-9-32IM-OA03 ¥12,000(税別)

人工肺

人工肺 型番:OA07 24枚/袋
OE-9-32IM-OA07 ¥10,000(税別)

フェイスシールド 30枚/袋

フェイスシールド 型番:SA15
OE-9-32IM-SA15 ¥5,000(税別)

★★★★ CPRトレーニング

ブライデンPRO CPRトレーニングシミュレーター

ブライデンPROは、Androidのスマートフォン・タブレットにアプリケーションをダウンロードして操作可能な新しい評価型のトレーナーです。

- 圧迫の強さ・速さ・リコイル・位置・サイクルごとの圧迫数・CCF、また換気量とペースを自動計測します。
- 受講者の弱点を踏まえたいうでのトレーニングが可能です。
- 1台の端末で最大6名まで同時評価可能。
結果は画像もしくは表として、PC等の他のデバイスへの送信でき、プロジェクター等に投影することも可能です。
- JRC蘇生ガイドライン2015対応



ブライデンPRO(LEDライト白色モデル) 商品番号:IM-16
OE-9-32IM-16 ¥250,000(税別)



ブライデンPRO(LEDライト赤色モデル) 商品番号:IM-16R
OE-9-32IM-16R ¥250,000(税別)



ブライデンベビー



適切な心肺蘇生法の実践のための直感的な光による視覚的フィードバックを提供する、初めてのBLSベビーマネキンです。

- 換気と胸骨圧迫によってマネキンの胸部の前面と上部にあるLEDライトシステムが作動し、適切な動作ができていかどうか、リアルタイムで確認できます。
- 気道を開くために正しい位置変更(中立位置)を必要とする頭を備え、頭が過伸展したときは閉塞状態になります。
- 皮膚の素材は非毒性物質で、赤ちゃんの肌のように柔らかく、なめらかです。

■オプション・消耗品



専用ケース付属

ブライデンベビー 商品番号:IM17
OE-9-32IM-17 ¥200,000(税別)

人工肺

人工肺 商品番号:IM17-SA15
OE-9-32IM-SA15 ¥2,000(税別)

フェイスシールド 10枚/袋

フェイスシールド 商品番号:IM17-SA14
OE-9-32IM-SA14 ¥1,000(税別)

9 教育訓練用資器材

9 教育訓練用資器材

★★★★ CPRトレーニング

レサシアンQCPR (全身/半身) 充電式



157×52×25cm
重量12kg



72×52×25cm 重量8.5kg

QCPRテクノロジーを使って、インストラクターと受講者が、より効率的にCPRパフォーマンスをモニタリング／レビューでき、より効率的なトレーニングを実現します。

- 頭部後屈、顎先挙上、圧迫深度、圧迫速さおよび胸の上がりなどのリアルな解剖学的特徴です。
- 換気システムにより、バグバルブマスクや口対口を用いた人工呼吸トレーニング際に適切な胸の上がりを実感できます。
- 測定およびフィードバック機能を強化しました。

■付属品

- トロリーバッグ(全身/ソフトキャリングケース(半身))
- マネキンフェイス
- マネキンワイブ
- ディスポーザブルエアウェイ
- レサシアンスプリング (30kg, 60kg)
- USB A-Cケーブル
- 重要事項説明書
- USB 2A 電源アダプタ
- ユーザーガイド
- コンプレッションスプリング45kg

レサシアンQCPR全身 充電式 商品番号:171-01260

OE-9-3060-2 **¥294,000**(税別)

レサシアンQCPR半身 充電式 商品番号:171-00160

OE-9-3060-1 **¥237,000**(税別)

■フィードバックツール(別売)

<p>SimPadPLUSスキルレポータ</p>  <p>SimPadPLUSスキルレポータ 商品番号:206-30001 OE-9-LM-SPSR ¥240,000(税別)</p>	<p>ワイヤレス スキルレポータ</p>  <p>ワイヤレス スキルレポータ 商品番号:202-56050 OE-9-LM-WSR ¥125,000(税別)</p>	<p>スキルガイド</p>  <p>スキルガイド 商品番号:170-30050 OE-9-LM-SG ¥10,000(税別)</p>
---	--	--

■消耗品

<p>マネキンフェイス目閉じ</p>  <p>マネキンフェイス目閉じ(6枚) 商品番号:310210 OE-9-3050-S1 ¥11,900(税別)</p>	<p>ディスポーザブルエアウェイ</p>  <p>ディスポーザブルエアウェイ 24枚(RRA) 商品番号:204100 OE-9-3050-A ¥36,300(税別)</p>	<p>マネキンワイブ</p>  <p>マネキンワイブ(50枚) 商品番号:152400 OE-9-3040 ¥2,400(税別)</p>	<p>マネキンフェイスシールド</p>  <p>マネキンフェイスシールド(36枚×6/箱) 商品番号:15120103 OE-9-3042 ¥22,500(税別)</p>
---	---	--	---

★★★★ CPRトレーニング

AEDレサシアンQCPR (全身/半身) 充電式



生体に忠実な構造・設計で実際の患者の扱い方や高度な成人CPR及び除細動器使用スキルを学習するのに必要な機能を備えています。

- CPR除細動器の取扱い、除細動パットの位置に特化することにより、効果的なトレーニングを可能にしました。
- 使いやすくメンテナンスが楽なディスポーザブル エアウェイと再使用可能なフェイスで非常に経済的です。
- 整体に忠実な構造・設計で実際の患者の扱いや高度な成人CPRおよび除細動器使用スキルを学習するのに必要な機能を備えています。

■付属品

- トロリーバッグ(全身/ソフトキャリングケース(半身))
- ディスポーザブルエアウェイ
- マネキンワイブ
- USB A-Cケーブル
- レサシアンスプリング(30kg, 60kg)
- USB 2A 電源アダプタ
- 重要事項説明書
- コンプレッションスプリング45kg
- ユーザーガイド
- マルチトレーニングパッド×1
- マネキンフェイス
- AEDスキン取付済み

<p>消耗品</p> <ul style="list-style-type: none"> ● マネキンフェイス目閉じ ● ディスポーザブルエアウェイ ● マネキンワイブ ● マネキンフェイスシールド 	<p>詳しくは136ページを ご覧ください。</p>
--	--------------------------------

■オプション

AEDレサシアンQCPR 全身 充電式 商品番号:173-01260

OE-9-3060-4 **¥359,000**(税別)

AEDレサシアンQCPR 半身 充電式 商品番号:173-00160

OE-9-3060-3 **¥302,000**(税別)

<p>AEDトレーナ3</p>  <p>AEDトレーナ3 商品番号:198-00150 OE-9-3006-AP ¥80,000(税別)</p>	<p>AEDトレーナ2</p>  <p>AEDトレーナ2 商品番号:94005005 OE-9-3006-A2 ¥80,000(税別)</p>
--	---

■フィードバックツール(別売)

<p>SimPadPLUSスキルレポータ</p>  <p>SimPadPLUSスキルレポータ 商品番号:206-30001 OE-9-LM-SPSR ¥240,000(税別)</p>	<p>ワイヤレス スキルレポータ</p>  <p>ワイヤレス スキルレポータ 商品番号:202-56050 OE-9-LM-WSR ¥125,000(税別)</p>	<p>スキルガイド</p>  <p>スキルガイド 商品番号:170-30050 OE-9-LM-SG ¥10,000(税別)</p>
---	--	--

9 教育訓練用資器材

9 教育訓練用資器材

★★★★ CPRトレーニング

レサシジュニアQCPR



1085×532×200mm

個人のスキルを改善することで、よりチームパフォーマンスを改善し、モチベーションを上げます。小児の命を救うため、現実的な換気の際の圧迫や適切な胸部挙上を実現しました。

- 生体に充実な解剖学に基づいた設計により、実際の小児の扱い方や高度な小児CPRスキルを学習することができます。
- スキルガイド インジケータは、トレーニングの中にリアルタイムでCPR手技の評価をフィードバックします。

■付属品

- ソフトキャリングケース / トレーニングマット
- ユーザーガイド
- 顔拍球
- 取扱説明書
- ジャケット/パンツ
- 単三電池×4
- ジュニア フェイス×4
- USB-C to USB-A ケーブル
- レサシジュニアQCPR エアウェイ×3
- 電源アダプタ
- マネキンワイブ×18
- 重要事項説明書

消耗品 ●RJ-QCPRエアウェイ ●ジュニア フェイス ●LA/LJ用バルブ
詳しくは136ページをご覧ください。

フィードバックツール(別売)

- ・ SimPadPLUSスキルレポータ
- ・ スキルガイド
- ・ QCPR Trainingアプリ
- ・ スキルレポータ(PC)

詳しくは131ページをご覧ください。

レサシジュニアQCPR 商品番号:181-00150
OE-9-3060-5 ¥197,000(税別)

レサシベビーQCPR



85×26×13cm

※SimPadPLUSスキルレポータは別売です。

リアルな胸部の硬さ、手の位置センサー、新しいスキルレポータアプリを搭載したレサシベビーQCPRは、心停止に陥った乳児を治療するためのより高いレベルの的確なトレーニングを提供します。

- 頭部後屈、顎先挙上、圧迫深度、圧迫速さおよび胸の上がりなどのリアルな解剖学的特徴を備えています。
- センサーが正確な手の位置を指示します。

■付属品

- 衣服
- USB C ケーブル
- ディスポーザブルエアウェイ 5個
- ブランケット
- フェイススキン 2個
- QCPRアームバンド
- マネキンワイブ 6個
- ユーザーガイド
- マネキンフェイスシールド1ロール
- 重要事項説明書
- 5V USBウォールアダプター
- キャリングケース

消耗品 ●レサシベビーQCPR肺袋 ●レサシベビーQCPRエアウェイ ●レサシベビー フェイス
詳しくは136ページをご覧ください。

フィードバックツール(別売)

- ・ SimPadPLUSスキルレポータ
- ・ スキルガイド
- ・ QCPR Trainingアプリ
- ・ スキルレポータ(PC)

詳しくは131ページをご覧ください。

レサシベビーQCPR 商品番号:161-01260
OE-9-3060-6 ¥214,000(税別)

レサシベビーQCPR エアウェイヘッド付 商品番号:162-01260
OE-9-3008-C ¥308,000(税別)

★★★★ CPRトレーニング

リトルアンQCPR



65×34×21cm

リトルアンにフィードバックテクノロジーが搭載され、CPRの質、トレーニングの効率、学習者の取り組みを改善するためのサポート機能がつけました。

フィードバックツール(別売)

- ・ スキルガイド
- ・ QCPR Trainingアプリ

詳しくは131ページをご覧ください。

■付属品

- マネキンフェイス×2
- エアウェイ×2
- マネキンワイブ×6
- ジャケット
- ソフトキャリングケース/ トレーニングマット
- 取扱説明書
- 重要事項説明書

■4体パック 付属品

- トレーニングマット×4
- エアウェイ×4
- マネキンフェイス×4
- ジャケット×4
- 4体用ソフトキャリングケース×1
- 取扱説明書
- マネキンワイブ×24
- 重要事項説明書

リトルアンQCPR 商品番号:123-01050
OE-9-3061-1 ¥40,000(税別)

リトルアンQCPR 4体パック 商品番号:124-01050
OE-9-3061-2 ¥140,000(税別)

リトルアンQCPRアップグレードキット 商品番号:123-60750
OE-9-3061-3 ¥12,900(税別)

※1999年2月以降に製造されたリトルアンに対応

消耗品 ●マネキンフェイス目閉じ ●リトル アン エアウェイ ●フィルターと肺
詳しくは136ページをご覧ください。

リトルジュニアQCPR



55×25×19cm

QCPRフィードバック技術では、指導者はCPRトレーニングの質、効率および学習者との交流を改善できるようになっています。

フィードバックツール(別売)

- ・ スキルガイド
- ・ QCPR Trainingアプリ

詳しくは131ページをご覧ください。

■付属品

- マネキンフェイス
- マネキンワイブ×6
- ジュニア エアウェイ
- ジャケット
- ソフトキャリングケース/ トレーニングマット
- 取扱説明書
- 重要事項説明書

■4体パック 付属品

- マネキンフェイス×4
- ジャケット
- マネキンワイブ×24
- 取扱説明書
- 4体用ソフトキャリングケース
- 重要事項説明書

リトルジュニアQCPR 商品番号:128-01050
OE-9-3061-4 ¥35,000(税別)

リトルジュニアQCPR 4体パック 商品番号:129-01050
OE-9-3061-5 ¥135,000(税別)

リトルジュニアQCPRアップグレードキット 商品番号:128-60750
OE-9-3061-6 ¥11,400(税別)

※1999年2月以降に製造されたリトルジュニアに対応

消耗品 ●ジュニア フェイス ●ジュニア エアウェイ ●LA/LJ用バルブ ●フィルター&肺バルブ無
詳しくは136ページをご覧ください。


★★★★ CPRトレーニング

リトルベビー-QCPR



65×26×14cm

リトルベビー-QCPRは本物そっくりで、フィードバック機能のついた手頃な価格の乳幼児用BLSマネキンです。トレーニングの質や学習者の熱意、授業の効率が高まります。



フィードバックツール(別売)

・スキルガイド ・QCPR Trainingアプリ

詳しくは131ページをご覧ください。



■付属品

- リトルベビー-QCPR 肺(マネキンに取り付け済み)
- マネキンワイブ 6個
- 取扱説明書
- 重要事項説明書
- ソフトケース

■4体パック 付属品

- リトルベビー-QCPR 肺 6個
- マネキンワイブ 12個
- 取扱説明書
- 重要事項説明書
- ソフトケース4体用
- 重要事項説明書

リトルベビー-QCPR 商品番号:133-01050

OE-9-3061-7

¥50,000(税別)

リトルベビー-QCPR 4体パック 商品番号:134-01050

OE-9-3061-8

¥175,000(税別)

- 消耗品
- ベビーアンフェイス
 - ベビーアンフェイスコネクター
 - リトルベビー-QCPR肺

詳しくは136ページをご覧ください。

リトルファミリー-QCPRパック



●リトルファミリー-QCPRパックは、持ち運びが簡単で保管できるキャリーケースに収まる年齢別CPRトレーニングマネキンの便利なパッケージです。

●リトルアンQCPR、リトルジュニアQCPR、リトルベビー-QCPRが含まれています。これらはすべて、QCPRフィードバックテクノロジーを備えており、インストラクターがCPRトレーニングの質、効率、学習者の関与を向上させるのに役立ちます。



フィードバックツール(別売)

・スキルガイド ・QCPR Trainingアプリ

詳しくは131ページをご覧ください。

■付属品

- リトルアンQCPR(マネキンフェイス×2、リトルアンエアウェイ)
- リトルジュニアQCPR(ジュニアフェイス×2、ジュニアエアウェイ)
- リトルベビー-QCPR(ベビー肺×2)
- トレーニングマット×3
- マネキンワイブ×18
- 車輪付きキャリーケース

リトルファミリー-QCPRパック 商品番号:136-01050

OE-9-3061-9

¥110,000(税別)

- 消耗品
- レサシベビー-QCPR肺袋
 - レサシベビー-QCPRエアウェイ
 - レサシベビーフェイス

詳しくは136ページをご覧ください。

★★★★ QCPRフィードバックソリューション

SimPadPLUSスキルレポーター



■付属品

- SkillReporterソフトウェアライセンス
- AC電源コード
- リチウムイオン電池
- SimPad PLUS ケース-USBケーブル
- SimPad PLUSリストストラップ
- ユーザーガイド
- 製品情報

●SimPad PLUSスキルレポーターは同時にQCPRマネキン6体までをワイヤレスで制御できます。

●インストラクターは質の高いCPRの実地に難渋している学習者を直ちに特定して指導することができます。

SimPadPLUSスキルレポーター 商品番号:206-30001

OE-9-LM-SPSR

¥240,000(税別)

スキルガイド



■付属品

- ユーザーガイド
- 重要事項説明書

●CPRスキルの測定、記録によりスキルを向上させます。

●小型で携帯でき、軽量であり、操作も簡単です。

スキルガイド 商品番号:170-30050

OE-9-LM-SG

¥10,000(税別)

スキルガイド(延長ケーブル付き) 商品番号:123-30050

OE-9-LM-SG1

¥10,000(税別)

スキルガイド延長ケーブル 商品番号:123-50550

OE-9-LM-SGK

700(税別)

ワイヤレス スキルレポーター



■対応OS

- Windows XP
- Vista
- Windows 7
- Windows 8 (Win8 RT/バージョン以外)
- Windows 10

●ワイヤレススキルレポーターでは、Bluetoothの使用により最大6体までのマネキンを接続することができます。

●PCを使用することでプロジェクタでの投影もでき、クラスでのCPRコンテスト等に有用です。

ワイヤレス スキルレポーター 商品番号:202-56050

OE-9-LM-WSR

¥125,000(税別)

QCPR trainingアプリ

●学習者が自分のパフォーマンスを確認することができます。

●インストラクターは素早くかつ効率的に学習者のスキル改善に向けてコーチングすることができます。



★★★★ AEDトレーニング

AEDリトルアン



- AED リトルアンは、簡素なAEDトレーニングに最適なマネキンです。
- AEDトレーナは、AEDトレーナ2、AEDトレーナ3からお選びください。

■付属品

- ソフトパッドトレーニングマット
- エアウェイ
- ユーザーガイド
- マネキンフェイス
- マネキンワイブ
- ジャケット

■オプション



AEDトレーナ3
詳しくは下記
をご覧ください。

AEDトレーナ2
詳しくは右ページ
をご覧ください。

- 消耗品
- マネキンフェイス目閉じ
 - LA/LJ用バルブ
 - リトル アン エアウェイ
 - フィルターと肺
- 詳しくは136ページをご覧ください。

AEDリトルアン 商品番号:122-01050
OE-9-3006-L **¥64,000** (税別)

AED トレーナ3



リモコン
(オプション)

AEDトレーナ3は、フィリップス社ハートスタートFR3の機能そのまま再現が可能で、心停止患者に遭遇した場合に最適なAED及びCPRを施すための実践的なトレーニングを提供します。

■付属品

- ユーザーガイド
- AEDトレーナ3小児キー
- トレーニングパッドⅢ
- フリップスターターガイド
- ハードキャリングケース
- マネキン外部アダプタ
- 乾電池
- OSカード

- 消耗品
- トレーニングパッドⅢ
 - 標準トレーニングパッド
 - リンクトレーニングパッド
 - AEDパッド用シール
- 詳しくは右ページをご覧ください。

AED トレーナ3 商品番号:198-00150
OE-9-3006-AP **¥80,000** (税別)

リモコン 商品番号:198-00350
OE-9-3006-APR **¥4,900** (税別)

- 仕様
- 重量 600g
 - サイズ 218×133×57mm
 - バッテリー 単三アルカリ電池 4本

- リモートコントロール
- サイズ 96×54×6mm
 - 電池タイプ リチウムCR2025 3V

AEDトレーナ3 (本体のみ)



AEDトレーナ3 (本体のみ) 商品番号:198-00650
OE-9-3006-AP2 **¥63,000** (税別)

AEDトレーナ3ソフトケース 商品番号:198-10450
OE-9-3006-AP3 **¥8,000** (税別)

★★★★ AEDトレーニング

AEDトレーナ2



リモコン
(オプション)

サイズ:250×250×80mm



日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会が推奨する音声に対応した内容でAEDトレーニングをサポートします。外観および操作におけるハートスタートFR2 AEDのシミュレーションによるトレーニングが可能です。

■付属品

- 標準トレーニングパッド1組
- ソフトケース
- 取扱説明書

- 消耗品
- レールダル リンクトレーニングパッド
 - 小児用トレーニングパッド
 - 標準トレーニングパッド
 - AEDパッド用シール
- 詳しくは下記をご覧ください。

AEDトレーナ2 商品番号:94005005
OE-9-3006-A2 **¥80,000** (税別)

AEDトレーナ2リモートコントロール 商品番号:945051
OE-9-3006-A3 **¥10,200** (税別)

トレーニングパッド

<p>トレーニングパッドⅢ AED トレーナ3に標準付属しています。</p> <p>トレーニングパッドⅢ 商品番号:989803150181 OE-9-3006-AP1 ¥8,200 (税別)</p>	<p>リンクトレーニングパッド 白いコネクタが付いたパッドです。パッド装着のフィードバックが得られます。</p> <p>リンクトレーニングパッド 商品番号:945090 OE-9-3006-AB ¥6,300 (税別)</p>	<p>標準トレーニングパッド 黄色いコネクタのパッドで、任意のマネキンと使用できます。AEDトレーナ2に標準付属しています。</p> <p>標準トレーニングパッド 商品番号:198-80550 OE-9-3006-AA ¥6,000 (税別)</p>	<p>小児用トレーニングパッド</p> <p>小児用トレーニングパッド 商品番号:198-80650 OE-9-3006-AC ¥11,200 (税別)</p>
<p>AEDパッド用シール</p> <p>AEDパッド用シール(10枚) 商品番号:JCI3842 OE-9-3006-AD ¥1,600 (税別)</p>			

ShockLink



ShockLinkは現場で使用する実際の除細動器とトレーニングマネキンを接続して、安全でリアルなBLSトレーニングを可能にします。専用トレーニングパッドとShockLinkを介して除細動器実機に接続することにより、ショックのエネルギーを安全に消化します。

■付属品

- ShockLinkデバイス
- ユーザーガイド
- ShockLink マルチトレーニングパッド
- リモコン
- ポーチ

■消耗品

- ShockLink マルチトレーニングパッド 商品番号:198-8015
OE-9-3006-AG **¥8,300** (税別)

ShockLink 商品番号:185-10050
OE-9-3006-AF **¥39,000** (税別)

★★★★ CPRトレーニング

ベビー アン



異物除去のできる低コストの乳児CPRトレーニング用マネキン(レールダルの製品はガイドライン2010に対応しています)

- 通常、気道は閉じており、頭部後屈、顎先挙上、下顎挙上などの手技で気道を確保することができます。
- 背部叩打法およびハイムリック法テクニックによる異物の除去をトレーニングできます。
- 本体は非常に軽く、ソフトケースに入れて簡単に運ぶことができます。

●異物	●ベビーアン エアウェイ
●ベビーアンフェイス	●ベビーアン フェイスコネクター
詳しくは136ページをご覧ください。	

●ソフトケース×1	●旅拍球×4	●異物×40
●肌着×4	●ベビーアンエアウェイ×24	●ユーザーガイド

●ソフトケース	●旅拍球	●異物×10
●肌着	●ベビーアンエアウェイ×6	●ユーザーガイド

ベビー アン 商品番号:130-01050
OE-9-3007-1 **¥24,000**(税別)

ベビー アン 4体 商品番号:131-01050
OE-9-3007-2 **¥78,000**(税別)

※在庫限り

※在庫限り

ミニアン(CPR・AED学習キット)



- ミニアンは、DVDを「見ながら練習」する方式の個人用CPR・AED学習キットです。
- 一人一体のキットを配布することで、多人数での講習会でも短時間且つ効率的に実施ができます。
- 受講者がキットを自宅に持ち帰ることで、自身の復習だけでなく、家族や友人に対してもトレーニング機会を提供することができます。

消耗品	●肺袋(ミニアン)	詳しくは136ページをご覧ください。
-----	-----------	--------------------

ミニアン(CPR・AED学習キット) 商品番号:103-09119
OE-9-3006-MA **¥5,200**(税別)

●AEDトレーニングキット	●模擬携帯電話	●交換用マネキン肺(1枚)
●インストラクションDVD	●マネキンワイブ(2枚)	●自己学習修了証
●テキストブック		

★★★★ CPRトレーニング/多目的マット

ミニアン Plus



ミニアンPLUS 10体セット ユニバーサル

- ユニバーサルデザインへ商品リニューアルとなりました。
- 保管と搬送が容易で組織や学校でのCPRトレーニングに最適、再利用でき複数人が利用しても衛生的です。

消耗品	●エアウェイミニアンPlus	●ミニアンPlusフェイス ユニバーサル
	●ミニアンPlusフェイス	詳しくは136ページをご覧ください。

●10体セット 付属品		
●膝マット×10	●キャリーバック	●マネキンワイブ×50
●ミニアンPlus空気入バック×10	●フェイスマスク×10	●エアウェイ×50

ミニアンPLUS 10体セット ユニバーサル 商品番号:106-00550
OE-9-3006-MAP **¥101,800**(税別)



ミニアンPLUS 単品 (バック付き)

ミニアンPLUS 単品 (バック付き) 商品番号:106-10400
OE-9-3006-MAP1 **¥11,700**(税別)

多目的マット



- ターポリン地にソフトクッションを使用しておりますので長時間の訓練でも疲労と痛みを軽減し、耐久性に優れ、洗浄も簡単にできます。
- CPRの講習・実習に最適です。

※AEDトレーナー・人形などは含まれておりません。

多目的マット(マット2枚・収納ケース付)
OE-9-4580-G **¥39,000**(税別)

★★★★ マネキン消耗品

消耗品



マネキンフェイス目閉じ ディスポーザブルエアウェイ



RJ-QCPRエアウェイ ジュニア フェイス LA/LJ用 バルブ



レサシベビー-QCPR肺袋 レサシベビー-QCPRエアウェイ レサシベビー フェイス



マネキンフェイス目閉じ リトル アン エアウェイ LA/LJ用 バルブ フィルター&肺



ジュニア フェイス ジュニア エアウェイ LA/LJ用 バルブ フィルター&肺バルブ無



ベビーアンフェイス ベビーアンフェイスコネクタールトルベビー-QCPR肺



異物 ベビーアンフェイス ベビーアン エアウェイ ベビーアンフェイスコネクタールトルベビー-QCPR肺



肺袋(ミニアン)



エアウェイミニアンPlus ミニアンPlusフェイス



マネキンフェイスシールド マネキンワイブ 潤滑剤

レサシアンQCPR			
マネキンフェイス目閉じ(6枚)	OE-9-3050-S1	商品番号:310210	¥11,900(税別)
ディスポーザブルエアウェイ(24枚)	OE-9-3050-A	商品番号:152250	¥36,300(税別)

レサシジュニアQCPR			
RJ-QCPRエアウェイ12個	OE-9-3009-A	商品番号:181-30010	¥6,000(税別)
ジュニア フェイス(6枚)	OE-9-3004-S1	商品番号:183010	¥12,800(税別)
LA/LJ用 バルブ 50個	OE-9-3004-B	商品番号:020310	¥21,800(税別)

レサシベビー-QCPR			
レサシベビー-QCPR肺袋(10枚)	OE-9-3008-B	商品番号:161-10005	¥5,400(税別)
レサシベビー-QCPRエアウェイ(5枚)	OE-9-3008-A	商品番号:161-10550	¥5,700(税別)
レサシベビー フェイス(6枚)	OE-9-3005-C1	商品番号:143600	¥9,000(税別)

リトルアンQCPR/AEDリトルアン			
マネキンフェイス目閉じ(6枚)	OE-9-3050-S1	商品番号:310210	¥11,900(税別)
リトルアン エアウェイ(24枚)	OE-9-3006-A	商品番号:20300	¥20,100(税別)
リトルアン エアウェイ(96枚)	OE-9-3006-A1	商品番号:20301	¥60,000(税別)
LA/LJ用 バルブ 50個	OE-9-3004-B	商品番号:020310	¥21,800(税別)
フィルター&肺(100枚)	OE-9-3004-F1	商品番号:020311	¥12,800(税別)

リトルジュニアQCPR			
ジュニア フェイス(6枚)	OE-9-3004-S1	商品番号:183010	¥12,800(税別)
ジュニア エアウェイ(25枚)	OE-9-3004-A	商品番号:183210	¥17,500(税別)
ジュニア エアウェイ(100枚)	OE-9-3004-A1	商品番号:183211	¥64,000(税別)
LA/LJ用 バルブ 50個	OE-9-3004-B	商品番号:020310	¥21,800(税別)
フィルター&肺 バルブ無 100枚	OE-9-3004-F2	商品番号:183220	¥22,600(税別)

リトルベビー-QCPR			
ベビーアンフェイス6枚	OE-9-3007-C	商品番号:130-10450	¥9,600(税別)
ベビーアン フェイスコネクタールトル(5個)	OE-9-3007-D	商品番号:130-10050	¥1,200(税別)
リトルベビー-QCPRエアウェイ 24個	OE-9-3007-E	商品番号:133-10150	¥3,500(税別)

ベビーアン			
異物(10個)	OE-9-3007-31	商品番号:050300	¥1,200(税別)
ベビーアンフェイス6枚	OE-9-3007-C	商品番号:130-10450	¥9,600(税別)
ベビーアン エアウェイ(24枚)	OE-9-3007-A	商品番号:130-10150	¥3,300(税別)
ベビーアン フェイスコネクタールトル(5個)	OE-9-3007-D	商品番号:130-10050	¥1,200(税別)

ミニアン(CPR・AED学習キット)			
肺袋(ミニアン)6個	OE-9-3006-MAP3	商品番号:103-10151	¥2,800(税別)

ミニアン Plus			
エアウェイミニアンPlus(50枚)	OE-9-3006-MAP4	商品番号:106-10050	¥11,700(税別)
ミニアンPlusフェイス(5枚)	OE-9-3006-MAP5	商品番号:106-11050	¥7,000(税別)
ミニアンPlusフェイス(5枚)ユニバーサル	OE-9-3006-MAP6	商品番号:106-12000	¥7,000(税別)

共通消耗品			
マネキンフェイスシールド(36枚×6箱)	OE-9-3042	商品番号:15120103	¥22,500(税別)
マネキンワイブ(50枚)	OE-9-3040	商品番号:152400	¥2,400(税別)
マネキンワイブ(1200枚)	OE-9-3041	商品番号:152401	¥42,500(税別)
潤滑剤	OE-9-4582	商品番号:252090	¥4,200(税別)
クリーナー30	OE-9-4581		¥2,500(税別)

★★★★ CPRシミュレータ

レサシアン シミュレータ PLUS

レサシアン シミュレータは、プレホスピタルおよび院内両方の状況において、救急医療トレーニングを、ワイヤレスで使いやすくしました。ダイナミックな学習体験に適しています。

※SimPad PLUSの購入が別途必要となります。



- バッグバルブマスクや各種デバイスを用いた気道確保、除細動・経皮ペースティング等の蘇生関連処置以外にも、呼吸・循環を含めたバイタルサインの評価を訓練できます。
- SimPadの新機能「CPRライブビュー」で、シミュレーション中のCPR手技の良否をリアルタイム表示。更にデータは自動記録され、ログビューで詳細な事後評価を行うことができます。
- レサシアンシミュレータは完全ワイヤレス構造。SimPadを使って全ての操作を行え、更に患者モニタ(オプション)を利用すれば、様々なバイタルサインを再現できます。
- CPRスキル評価用ソフトウェア「ワイヤレス スキルレポート」も標準付属。CPR評価をリアルタイムで表示できる他、評価結果を保存し、比較することが可能です。

レサシアンシミュレータPLUS 商品番号:150-28000
OE-9-3012 お問い合わせください

■ オプション

<p>SimPadPLUS / SimPadPLUS ライセンス</p> <p>構成品: SimPad PLUS 本体 AC アダプター 電源コード USBケーブル SimPad PLUSケース ストラップ SimPad PLUSネームタグ クイックスタートガイド</p> <p>SimPad PLUS ライセンス 構成品: SimPad PLUS および SimPad PLUS システム用の、 マニュアルモード、 オートマチックモード、 ログビュー用ライセンスキー</p> <p>SimPadPLUS 商品番号:204-30101</p> <p>OE-9-LM-SP お問い合わせください</p>	<p>トラウマ ハードアーム/レッグ</p> <p>右腕ピンが刺さったままの刺傷、開放創、熱傷(1・2・3度)、指切断、開放骨折(大趾)、閉鎖骨折(脛骨)など、創傷の種類に応じた応急処置やトリアージのトレーニングができます。</p> <p>トラウマ ハードアーム/レッグ 商品番号:312050</p> <p>OE-9-3011-C ¥153,000(税別)</p>	<p>IVアーム</p> <p>救急車内でのシミュレーションなど、右腕で静脈路確保を実施したい場合に有用です。</p> <p>IVアーム(左腕) 商品番号:150-10150</p> <p>OE-9-3011-1L ¥173,000(税別)</p> <p>IVアーム(右腕) 商品番号:150-10160</p> <p>OE-9-3011-1R ¥173,000(税別)</p>
<p>SimPad PLUS ライセンス 商品番号:204-50150</p> <p>OE-9-LM-SPL お問い合わせください</p>		

9 教育訓練用資器材

9 教育訓練用資器材

★★★★ AEDトレーニング

トレーニングユニット TRN-3150



AEDと同じ操作方法・音声ガイド・画面表示でより実践に近いトレーニングを可能にします。

- JRC(日本版)ガイドライン2015に対応した救命処置・音声ガイドの、AED-3150用講習ユニットです。
- 操作方法・音声ガイド・画面表示は、AED-3150と同様。実践的なトレーニングを行えます。
- カラー画面によるイラスト・メッセージ表示で操作の確認が可能。耳の不自由な方にも分かりやすい操作性です。
- メトロノーム音(100・110・120回/分)により、正しい胸骨圧迫のテンポをトレーニングできます。

ガイドライン
2015 対応

日本語 English
BILINGUAL

日・英バイリンガル機能

■仕様

寸法 幅206×高さ100×奥行252mm(本体)
重量 本体:1,300g(電池・訓練用使い捨てパッド含まず)
リモコン:70g(電池含まず)
電源 本体:単2アルカリ乾電池(当社指定品) 2本
リモコン:単4アルカリ乾電池 2本

■付属品

- トレーニングユニットリモコン RY-310V
- 訓練用使い捨てパッド YZ-061H5

トレーニングユニット TRN-3150 型番:TRN-3150

OE-9-KT-3150 ¥98,000(税別)

■消耗品


訓練用使い捨てパッド



訓練用使い捨てパッド 型番:YZ-061H5

OE-9-KYZ-061H5 ¥6,100(税別)

訓練用使い捨て除細動パッド粘着再生シート



訓練用使い捨て除細動パッドの粘着力の弱くなった場合に重ね貼りし、粘着力を再生させるシートです。

10シート/袋

訓練用使い捨て除細動パッド粘着再生シート 型番:Y262B

OE-9-MT20-J ¥1,000(税別)

★★★★ AEDトレーニング

トレーニングユニット TRN-3100



JRC(日本版)ガイドライン2015に対応した救命処置・音声ガイドの、AED-3100用講習ユニットです。

- 操作方法・音声ガイドは、AED-3100と同様。実践的な講習を行えます。
- 5種類のシナリオにより、さまざまな場面を想定してのトレーニングが可能です。
- リモコンでは、シナリオ変更・動作変更・音量調節(全8段階)が可能のため、受講生の習熟度に応じた対応を簡単に行うことができます。
- 胸骨圧迫・人工呼吸時には、メトロノーム音で胸骨圧迫のリズム(100・110・120回/分)を流すことができます。

■付属品

- 訓練用使い捨てパッド(YZ-061H5)
- リモコン

■消耗品

- 訓練用使い捨て除細動パッド粘着再生シート
- 訓練用使い捨てパッド YZ-061H5

詳しくは、左ページをご覧ください。

■仕様

寸法 [本体] 幅206×高さ100×奥行252mm
重量 [本体] 1,300g(電池含まず)
電源 本体:単2アルカリ乾電池 2本 リモコン:単4アルカリ乾電池 2本

トレーニングユニット TRN-3100 型番:TRN-3100

OE-9-KT-3100 ¥90,000(税別)

AED Plusトレーナー2トレーニングセット

AED Plus専用のトレーニングのデモ機器セットです。

- 操作方法・音声ガイドは、AED Plusと同様、実践的なトレーニングが行えます。



■付属品

- トレーナー2用成人用パッド
- トレーナー2用成人用粘着ジェル1ペア
- トレーナー2用リモコン(単三形乾電池2本付)

- 単一形乾電池 4本
- マニュアル

AED Plusトレーナー2トレーニングセット 型番:8008-0050

OE-9-AZT1 ¥75,000(税別)

■消耗品

トレーナー2用 成人用パッド



トレーナー2用の電極パズです。パズ部分と粘着ジェル部分から構成されています。

トレーナー2用 成人用パッド 型番:8900-0804

OE-9-AZT1-1 ¥20,000(税別)

トレーナー2用 成人用粘着ジェル

トレーナー2用の電極パズの交換用粘着ジェルです。

トレーナー2用 成人用粘着ジェル(交換用5ペア入り) 型番:8900-0803

OE-9-AZT1-2 ¥8,000(税別)

トレーナー2用 小児用パッド



トレーナー2用、小児用電極パズです。

トレーナー2用 小児用パッド(6ペア入り) 型番:8900-0861


OE-9-AZT1-3 ¥21,000(税別)

★★★★ ポケットマスク

ポケットマスク

レールダルポケットマスクには、抵抗の低い一方バルブと3M社製“フィルトレード”ディスプレイブル撥水性フィルターを採用していますので、救助者・傷病者共に感染から守ります。

- 成人から幼児までの幅広い年齢の傷病者に対して使用できます。
- ドーム部分は透明で、傷病者の顔色、唇の色を観察することができ、嘔吐したときも、いち早く発見することができます。
- 空気入りの軟質ビニールカフは患者との密着度が高く、リークが最小限に抑えられます。
- 方向弁と撥水性フィルターにより、救助者への感染を最小限にします。
- 一方弁は吹き込み時の抵抗が低く、吹き込みやすい構造です。
- 傷病者が自発呼吸を取り戻したときも、楽に吸気・呼気が行えます。
- 15mmスタンダードマスクポートを使用していますので、換気バッグや他の装置へ接続して使用することができます。



品名	品番	商品番号	ケースタイプ/カラー	価格(税別)
 ポケットマスク	OE-9-1250-1	82001105	ハードケース(黄)	¥2,600
	OE-9-1250-5	82004005	ソフトポーチ(青)	
	OE-9-1250-6	82004105	ソフトポーチ(黒)	
	OE-9-1250-9	82004205	ソフトポーチ(迷彩)	
 酸素インレット付 ポケットマスク	OE-9-1250-3	82000733	ハードケース(黄)(ストラップ付)	¥3,600
	OE-9-1250-2	83001105	ハードケース(黄)	
	OE-9-1250-7	83004005	ソフトポーチ(青)	¥4,700
	OE-9-1250-8	83004105	ソフトポーチ(黒)	

■消耗品

フィルター  フィルター 商品番号:820610 OE-9-1250-F ¥600(税別)	一方弁  一方弁 商品番号:820410 OE-9-1250-I ¥1,600(税別)	アップデートパック (フィルター+一方弁セット)  アップデートパック 商品番号:820700 OE-9-1250-A ¥2,000(税別)	ヘッドストラップ  ヘッドストラップ(10本) 商品番号:830110 OE-9-1250-H ¥5,200(税別)
---	---	---	--

★★★★ ポケットマスク/フェイスシールド

小児用ポケットマスク



乳児と小児は小さな成人というわけではありません。成人とは異なる独特の解剖学的特徴をもつため、専用の蘇生用具が必要です。



- 円状のカフが小児の顔面にぴったりと装着され、リークが最小限に抑えられます。
- ドーム部分は透明で、傷病者の鼻と口を確認できます。
- 成人用ポケットマスクと同様の一方弁により、傷病者から戻る空気を吸い込むことはなく安全です。
- 人工呼吸時に傷病者との距離が保てるため、胸部の上昇下降が容易に確認できます。
- ソフトポーチにはベルトループとベルトクリップが付いています。
- ラテックスフリーでラテックスアレルギーの方でも安心して使用できます。
- CPRマネキンを使ったトレーニングでは繰り返し使用でき、洗浄も簡単です。

小児用 ポケットマスク 商品番号:820051	
OE-9-1252-J	¥2,600(税別)

- 付属品
- 手袋 ●ソフトケース ●取扱説明書

フェイスシールド



フィルタレットフィルターによって、傷病者および救助者の双方を効率的に保護します。携帯に便利なタイプとキーリングタイプをご用意しました。

- シートにCPR手順が描かれていますので躊躇なく開始できます。
- 傷病者の口、鼻および顔との直接接触を回避できます。
- プラスチックシートおよびフィルタレットフィルタによって、救助者と傷病者間の血液もしくは唾液の接触リスクを低減する効果があります。
- 財布、ポケット、ファーストエイド キットに収納可能です。
- ラテックスフリーです。


品名	品番	商品番号	カラー/入数	価格(税別)
フェイスシールド 50枚入	OE-9-3042-1	46000005		¥19,500
	OE-9-1251-1	4600008	(黄)×25個	
フェイスシールドキーリング 25個入	OE-9-1251-3	460016	(青)×25個	¥14,000
	OE-9-1251-4	460009	(赤)×9個 (青)×8個 (黒)×8個	
	OE-9-1251-5	460017	(迷彩)×25個	

9 教育訓練用資器材

9 教育訓練用資器材

★★★★ フェイスシールド

レサコ R-type



一方弁付呼吸吹き込み式人工呼吸時の感染防止具です。マネキンを用いた訓練時にも有用です。

- 一方弁(逆止弁)付マウスピースとフェイスカバーで、傷病者に直接触れません。
- 傷病者口腔内側を長くしてあるため、位置ズレがなく、安定した吹き込み量が確保でき、ロスのない人工呼吸ができます。
- 救助者側にも突出しているため、吹き込みやすくなっています。
- マネキンを用いた訓練時にも使用できるため、実際の現場でも同じ感覚で使えます。
- 軽量、コンパクトで携帯に最適です。

■仕様

マウスピース部	30(W)×24(H)×16(D)mm	材質:ポリプロピレン
一方弁	シリコンゴム	
シート部	210×200mm	材質:塩化ビニール

レサコ R-type 20個入

OE-9-1257 ¥7,600(税別)

レサコ S-type



定期入れ、名刺入れに入れて常時身につけておけるよりコンパクトなカードタイプです。

- よりコンパクトなカードタイプです。
- 定期入、名刺入に入れて常時身につけておけます。
- 逆流防止構造のため、安心して人工呼吸を行えます。

■仕様

マウスピース部	40(W)×18(H)×3(D)mm	材質:塩化ビニール
シート部	210×200mm	材質:塩化ビニール
逆流防止構造	リップ弁機構	
収納時寸法	75×50×5mm	

レサコ S-type 100枚入

OE-9-1259 ¥23,000(税別)

★★★★ 気道管理トレーニング

気道管理トレーナ

成人の気道管理トレーニング用のスキルトレーナです。

各種挿管・換気・吸引などの手技において、現実には発生しうる状況を再現します。



- 経口/経鼻挿管トレーニングを行なえます。
- ラリゲルマスクやコンピチューブを使用したトレーニングが可能です。
- 挿管後に換気を行い、チューブの位置が正しいかどうかを判断できます。
- セリック法およびBURPを実施可能です。
- 喉頭痙攣をシミュレートできます。
- バックバルブマスク換気のトレーニングが可能です。
- 胃膨満および嘔吐のシミュレーションができます。
- 換気を行なった際に左右の肺の膨張を実際に確認できます。
- 呼吸音を聴診ができます。
- 気道モデルが標準装備しており、解剖学的構造の指導に有用です(単品販売もあり)。
- オプションの気管支樹モデルを装着することで、気管支鏡を使用したトレーニングにも対応可能です。



■仕様

寸法(マネキン)	22.4(W)×63.3(D)×23.8(H)cm
寸法(台座)	37.6(W)×68.0(D)cm
重量	約13kg(構成品を全て含む)

■付属品

●気道モデル	●潤滑スプレー	●運搬ケース
●クリーニングセット	●濃縮疑似嘔吐	●取扱説明書

気道管理トレーナ 商品番号:25000033

OE-9-3008-R ¥247,000(税別)

■オプション/消耗品

<p>気道モデル</p> <p>気道モデル 商品番号:252500</p> <p>OE-9-3008-R1 ¥57,400(税別)</p>	<p>濃縮疑似嘔吐物</p> <p>濃縮疑似嘔吐物 商品番号:252800</p> <p>OE-9-3008-R3 ¥6,400(税別)</p>	<p>潤滑材</p> <p>潤滑材 商品番号:252090</p> <p>OE-9-4582 ¥4,200(税別)</p>
---	--	---

★★★★ 気道管理トレーニング

DAMシュミレータ トレーニングモデル

頸部後屈困難・開口障害・舌肥大・喉頭痙攣など困難気道症例を段階的に再現でき、DAMのトレーニングに最適なモデルです。



- 喉頭鏡による経口挿管が困難な状況設定では、バッグバルブマスク法を含め、経鼻挿管、ビデオ喉頭鏡による挿管、ラリンジアルマスクによる換気を選択するといったシミュレーションも可能です。
- 喉頭鏡の操作不良による歯への圧迫が前歯の破損で確認できます。

実習の項目



- | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| <p>用手的気道確保法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●用手的気道確保法 ●バッグバルブマスク法(胸部の上下動の確認) ●挿管前処置(気道の評価と確認) ●スニッフィンク・ポジションの設定 ●喉頭視野の改善(外部喉頭圧迫操作) ●経口及び経鼻気管チューブ挿入 | <p>バッグバルブマスク法</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ラリンジアルマスクによる気道確保 ●胸部・腹部の動きと呼吸音の聴診で挿管後の状況を確認(成功時と合併症:片肺挿管、食道挿管) ●気管チューブの固定(テープ固定、THOMAS 固定) ●別売の内視鏡用気管支を使用したファイバー挿管 | <p>ビデオ喉頭鏡による気管挿管</p> | <p>挿管後の確認</p> |
|---|--|----------------------|---------------|

■仕様

本体 成人男性頭胸部モデル
 大きさ 約70(W)×39(D)×25(H)cm
 材質 特殊軟質樹脂・硬質樹脂製

■付属品

- 上顎側切歯3点 ※予備2点
- トレーニングモデル用潤滑剤
- シリンジ(50ml)
- 専用バッグ
- 取扱説明書

DAMシュミレータ トレーニングモデル 型番:MW13

OE-9-3008-K ¥265,000(税別)

★★★★ 気道管理トレーニング

サカモト気道管理トレーナー M167

今皮膚の感覚、顎の可動性、喉頭蓋の跳ね上げなどが実際のものではありませんでした。これらの点に配慮しながら、救急救命が気道管理(挿管、上気道エアウェイなど)訓練を行う際の入門モデルとして“生体の脆弱性”を主眼に開発されました。



1 リアルな実習が可能

- 気管内チューブによる経口、経鼻両方の気管挿管の技術の習得が可能です。
- 上気道エアウェイ(ラリンゲルマスク、食道閉鎖式エアウェイなど)の技術の習得が可能です。
- 舌・喉頭蓋・咽頭が正確に再現されています。
- 舌・口がやわらかいため、生体に近い形の喉頭鏡の使用法や気道確保の実習が行えます。

2 前歯の破損

喉頭鏡使用時に歯を支点として誤った方法で歯に力が加わると前歯(上の前歯4本)が破損する仕掛けになっています。(前歯のパーツは交換可能)

3 聴診器で左右の送気音の確認が可能

- 片肺送気が確認できます。
- 食道内への誤送気の確認ができます。

4 誤送気の確認が可能

正確に挿管し送気されると、左右胸部が挙上することで、確認ができます。

■仕様

重量 約14kg
 ケースサイズ W83×D52×H29cm

■付属品

- 交換用前歯3ヶ
- 専用潤滑剤
- ベビーパウダー
- 収納ケース

サカモト気道管理トレーナー M167 型番:M167

OE-9-3008-S ¥216,000(税別)

★★★★ その他トレーニング/IVトレーニング

チョーキングチャーリー



チョーキング チャーリーは、ハイムリック法での異物除去をトレーニングするためのマネキンです。

- 生体そっくりの上半身マネキンです。
- 異物を使つてのハイムリック法が練習できます。

■付属品

- 気道内異物(4個)
- タルカムパウダー
- タンクトップ
- ソフトケース

チョーキングチャーリー 商品番号:102-00001	
OE-9-3064	¥122,000 (税別)

★★★★ IVトレーニング

点滴静注シュミレータ Vライン



2か所の部位で演習可能



前腕正中皮静脈部 手背静脈部 (背側中手静脈)

- 静脈留置針による末梢静脈路確保手技の実践的トレーニングに最適です。
- 前腕正中皮静脈、手背静脈(背側中手静脈)の2か所の部位から穿刺ができ刺入部位の確認から薬剤投与まで末梢静脈路確保手技に係る一連のトレーニングに最適です。

■付属品

- 腕モデル 1点
- 手背静脈部注射パッド(交換用1点) 2点
- 前腕正中皮静脈部注射パッド(交換用1点) 2点
- 模擬血液用ボトル 1点
- 模擬血液用ボトル設置台 1点
- 輸液セット 1点
- 輸液袋 1点
- シリンジ(5ml・ロック式) 1点
- ディスポカップ 1点
- 模擬血液(綿棒タイプ) 10本入り
- 専用カバン 1点
- 点滴静注シュミレータ器具セット 5名分
- 取扱説明書



■オプション

<p>前腕正中皮静脈部注射パッド 手背静脈部注射パッド</p> <p>前腕正中皮静脈部注射パッド(2個組) 商品番号:11388-200 OE-9-3066-A ¥15,000 (税別)</p> <p>手背静脈部注射パッド(2個組) 商品番号:11388-300 OE-9-3066-B ¥14,000 (税別)</p>	<p>着色用綿棒(赤)</p> <p>10本/箱 着色用綿棒(別売品)で水に色を付け、初学者に対して、血管の位置をわかりやすく出来ます。</p> <p>着色用綿棒(赤) 商品番号:11388-400 OE-9-3066-C ¥1,700 (税別)</p>
--	---

点滴静注シュミレータ Vライン 商品番号:MW9	
OE-9-3066	¥120,000 (税別)

IVトレーニングアームキット 小児IVトレーニングアームキット



IVトレーニングアームキット

- 末梢の静脈路確保トレーニング用にデザインされたリアルサイズのモデルです。

■付属品

- 交換用スキンおよび静脈
- シリンジ5本
- キャリーケース
- 擬似血液
- 潤滑スプレー
- 取り扱い説明書
- チューブ/クランプ/コネクター付きIVバッグ

IVトレーニングアームキット 商品番号:270-00001	
OE-9-3063	¥167,900 (税別)

小児IVトレーニングアームキット 商品番号:375-70001	
OE-9-3063-B	¥115,700 (税別)



小児IVトレーニングアームキット

装着式採血静注キット SASUKE



- 注射パッドをホルダーにセッティングすれば、すぐに演習を始めることができます。ディスポーザブルタイプで、準備と後片付けの簡便さを、とことん追求しました。
- 演習内容に応じて穿刺部位の変更も簡単に。複数個装着するなど、シナリオに応じてご利用できます。

■オプション

<p>解剖アームカバー</p> <p>手背から上腕の血管や神経の走行を学ぶことのできるアームカバーです。</p> <p>解剖アームカバー 商品番号:11430-010 OE-9-3066-1C ¥3,900 (税別)</p>	<p>着色用綿棒(赤)</p> <p>10本/箱 着色用綿棒(別売品)で水に色を付け、初学者に対して、血管の位置をわかりやすく出来ます。</p> <p>着色用綿棒(赤) 商品番号:11388-400 OE-9-3066-C ¥1,700 (税別)</p>
--	---

■消耗品

注射パッド	
注射パッド 5枚組 商品番号:11431-010 OE-9-3066-1A	¥30,000 (税別)

■付属品

- ホルダー 5点
- 血液ボトル 5点
- 注射パッド 5点
- ベルト 5点
- 収納ケース
- 取扱説明書

装着式採血静注キット SASUKE(5個/組) 商品番号:MW50	
OE-9-3066-1	¥55,000 (税別)