

## 装着型静脈注射トレーナー I.V.Pad

●注射・採血の基礎技術習得を、簡単・スピーディーに実現します。



<b>仕様</b>	<b>付属品</b>
重量 約1.3kg(5ヶ)	●交換用血管(標準)10本
ケースサイズ W45×D27×H10cm	●血管通し棒1本
	●収納ケース

装着型静脈注射トレーナー I.V.Pad (5個/組) 型番:M181  
OE-9-3066-2 ¥65,000(税別)

■消耗品

交換用血管(標準) 直径4mm 100本/箱	交換用血管(細) 直径3mm 100本/箱 細い血管を用いて難易度を上げることができます。	模擬血液用原液
交換用血管(標準) 型番:M181-1 OE-9-3066-2A ¥15,000(税別)	交換用血管(細) 型番:M181-2 OE-9-3066-2B ¥15,000(税別)	模擬血液用原液100cc 型番:M117-8 OE-9-3066-2C ¥3,000(税別)

実習例

腕との一体感がさらにアップ！刺入時の“怖さ”を実感できます。



肌との密着、刺入エリアの拡大により、注射する側、患者側双方の“怖さ”をより感じることができるようになりました。



表皮内で血管を蛇行させることも可能。さまざまなケースを作り出すことができます。

## 上肢注射訓練模型 M117-1



- 実物そっくりな注射の感触が得られ、実習後の手入れや血管の交換が容易なように作られています。
- 血管の蛇行は実物に近似して、正確に作られています。
- 表皮及び血管の交換が簡単にできます。


■仕様

ケースサイズ W71×D28×H11.5cm

■付属品

- 皮膚2枚(予備)
- 血管1組(予備)
- 模擬血液用原液(100cc)

上肢注射訓練模型 M117-1 型番:M117-1  
OE-9-3067 ¥140,000(税別)



# 10

## 高度救命用資器材

輸液ポンプ	150
輸液セット	151
三方活栓/多連活栓	153
留置針	154
アルコール綿	155
ドレッシング材	155
針廃棄容器	155
シリンジ	156
静脈可視化装置	156

★★★★ 輸液ポンプ

# テルフュージョン輸液ポンプ28型





操作方法を変えることなく、便利な機能をプラスしました。



- ドアを開けると自動的にクリップが閉じる「AFF機能」を搭載。
- チューブを完全に押しつぶさない「ミッドプレス方式」を採用。薬剤による流量補正が不要で、さらに輸血にも使用可能。
- 滴下状況が確認でき、警報表示もわかりやすく変更。
- 従来 (TE-261/161S) と同じ「スイッチ」「流量・予定量の画面配置」「チューブ装着方法」で、電源を入れてから送液までの操作方法は同じ。
- 約1.5kgに軽量化
- 輸液セットの誤装着を防ぐ「AIS (アンチイレギュラーセット) 機構」
- バッテリーで5時間駆動
- メンテナンスの簡易化、消毒用エタノールで清掃可能。

■仕様


使用条件	周囲温度: 5~40℃ 相対湿度: 20~90%RH (結露なきこと) 気圧: 700~1060hPa
保管条件	周囲温度: 20~45℃ 相対湿度: 10~95%RH (結露なきこと) 気圧: 700~1060hPa
輸送条件	周囲温度: 20~60℃ 相対湿度: 10~95%RH (結露なきこと) 気圧: 700~1060hPa
電源	●AC100V 50/60Hz ●内蔵バッテリー ・メインバッテリー (リチウムイオン電池) 連続使用時間: 約5時間以上 (25mL/hでの連続輸液、周囲温度25℃、新品バッテリー、満充電時) 充電時間: 約8時間以上 (電源切状態で交流電源による充電時): 約3時間で80%が充電可能 (電源切状態で交流電源による充電時) ・サブバッテリー (Ni-MH電池) 充電時間: 約8時間以上 (電源切状態で交流電源による充電時)
消費電力	20VA
分類	クラスII機器及び内部電源機器 耐除細動形CF形装着部 IP33 連続作動 (運転) 機器
外形寸法	103 (幅) × 188 (高さ) × 188 (奥行) mm (突起部を含む)
質量	約1.5kg
付属品	AC電源ケーブル、ワンタッチボールランプ、添付文書、取扱説明書、品質保証書



テルフュージョン輸液ポンプ28型 型番: TE-281A  
OE-10-4062 ¥490,000 (税別)

## 輸液ポンプ専用 輸液セット TI-PU300LY (アンチフリーフロークリップ付)

- 一定したチューブ径で、精密な薬剤投与を行なえるポンプ用輸液セットです。
- 輸液ポンプでの使用に適した専用のチューブは、弾力性に優れ、内外径の寸法精度が高いのでより精密な薬剤投与が可能です。



●ロックコネクター ●全長210cm ●点滴量 20滴≒1mL

ポンプ用輸液セット 20セット/箱 型番: TI-PU300LY  
OE-10-4062-A ¥6,200 (税別)

★★★★ 輸液セット

# シュアプラグ



安全機構

- 輸液回路が開放されないことがないため、血流感染の機会を低減することが期待できます。
- 接続に金属針を使用しないため、針刺しの防止に役立ちます。

シュアプラグの特長

- シュアプラグへの接続は、専用アダプタが不要です。
- シュアプラグの表面は消毒しやすいフラット形状です。

シュアプラグ三方活栓の特長

- いつもの三方活栓そのままの感覚でクローズド化を実現。
- コック操作も従来通り (ハーフロックも可能)。

## シュアプラグ 輸液セット (混注部Yタイプ×1)


- 精密クレンメ×1 ●ワンタッチクレンメ×1 ●先端ロックコネクター ●全長205cm ●点滴量20滴≒1mL



シュアプラグ輸液セット (混注部Yタイプ×1) 20セット/箱 型番: SP-T356P01  
OE-10-4024-E ¥10,000 (税別)

## シュアプラグ 輸液セット (混注部Yタイプ×2)


- 精密クレンメ×1 ●ワンタッチクレンメ×2 ●先端ロックコネクター ●全長202cm ●点滴量20滴≒1mL



シュアプラグ輸液セット (混注部Yタイプ×2) 20セット/箱 型番: SP-T356P02  
OE-10-4024-C ¥26,000 (税別)

## シュアプラグ 輸液セット (混注部Yタイプ×3)


- フィルター×1 ●ポンプ・自然落下対応クレンメ×1 ●ワンタッチクレンメ×3 ●AFFクリップ ●先端ロックコネクター ●全長244cm ●点滴量20滴≒1mL



シュアプラグ輸液セット (混注部Yタイプ×3) 20セット/箱 型番: SP-PF36P03Y  
OE-10-4024-F ¥44,000 (税別)

## シュアプラグ 三方活栓輸液セット (三方活栓×3)


- 精密クレンメ×1 ●先端ロックコネクター ●全長187cm ●点滴量20滴≒1mL



シュアプラグ輸液セット (混注部Yタイプ×1) 20セット/箱 型番: SP-TW30P02  
OE-10-4024-D ¥28,000 (税別)

## シュアプラグ ADシリーズ (三方活栓×1)

- 混注部 (三方活栓) ×1 ●ポンプ・自然落下対応クレンメ×1 ●先端ロックコネクター (混注部上部が取りはずし可能) ●全長190cm ●点滴量20滴≒1mL



シュアプラグADシリーズ 20セット/箱 型番: SA-PCT310MM  
OE-10-4025-A ¥18,800 (税別)

## ★★★★ 輸液セット

## 輸液セット (75cm延長チューブ・三方活栓×1)



- 精密クレンメ ●中間チューブ付スリムプラスチック型びん針
- 全長205cm ●点滴量 20滴≒1mL

輸液セット(75cm延長チューブ・三方活栓×1) 20セット/箱 型番:TI-U257P  
OE-10-4024-A ¥7,200(税別)


## 輸液セット (75cm延長チューブ・三方活栓×2)



- 精密クレンメ ●中間チューブ付スリムプラスチック型びん針
- 全長210cm ●点滴量 20滴≒1mL

輸液セット(75cm延長チューブ・三方活栓×2) 20セット/箱 型番:TI-U257P11  
OE-10-4024-G ¥9,000(税別)


## 輸液セット (75cm延長チューブ・三方活栓×1)



- 精密クレンメ ●中間チューブ付スリムプラスチック型びん針
- ロックコネクター ●全長205cm ●点滴量 20滴≒1mL

輸液セット(75cm延長チューブ・三方活栓×1) 20セット/箱 型番:TI-U357P  
OE-10-4024-B ¥7,600(税別)

## 輸液セット (75cm延長チューブ・三方活栓×2)




- 精密クレンメ ●中間チューブ付スリムプラスチック型びん針
- ロックコネクター ●全長210cm ●点滴量 20滴≒1mL

輸液セット(75cm延長チューブ・三方活栓×2) 20セット/箱 型番:TI-U357P11  
OE-10-4024-H ¥8,000(税別)

## ★★★★ 三方活栓/多連活栓

## 延長チューブ付三方活栓



- 三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
- コック仕様 360°
- 全長50cm

延長チューブ付三方活栓 25セット/箱 型番:TS-WR0525  
OE-10-4022 ¥6,375(税別)

延長チューブ付三方活栓(ロックコネクター付) 25セット/箱 型番:TS-WR0525L  
OE-10-4024-L ¥7,000(税別)

## 三方活栓(L型ロック付)



- あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時、もしくは別々に注入可能です。
- コック位置決め機能付です。
- コック仕様 180°

三方活栓(L型ロック付) 50個/箱 型番:TS-TL2K  
OE-10-4022-5 ¥7,000(税別)

## 多連活栓(2連型/R型ロック付)



- 薬剤の混注に便利です。
- 液漏れや気泡の吸着を防ぐ一体型です。
- コック仕様 360°

多連活栓(2連型/R型ロック付) 10個/箱 型番:TS-W52R2  
OE-10-4022-W ¥12,000(税別)



## DEHPフリー

ポリ塩化ビニル製品に添加されている可塑剤=DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)は、接触する薬剤によっては溶出することが知られており、厚生労働省は医薬品・医療用具等安全情報(No.182)で注意喚起を行っています。テルモでは、DEHPより溶出が少なく、より精製毒性の低い代替可塑剤=TOTM(トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル)を使用している製品にDEHPフリーマークを使用しています。



## PVCフリー

ポリ塩化ビニル(PVC)は接触する薬剤によって吸着することが知られています。テルモでは、ポリ塩化ビニルを使用せず、より吸着の少ないポリブタジエン等を使用している製品にPVCフリーマークを表示しています。

★★★★ 留置針

## スーパーキャス5



内針収納型の安全留置針です。止血弁内蔵のため片手で簡単に操作できます。



仕様

カテーテルゲージ	18G	20G	22G	24G
カラーコード	グリーン	ピンク	ブルー	イエロー
内針ゲージ	20G	22G	24G	27G
カテーテル外径(m/m)	1.3	1.1	0.9	0.7
カテーテル内径(m/m)	0.9	0.7	0.6	0.4
長さ(m/m)	1・1/4*(31)	1・1/4*(31)	1*(25)	3/4*(19)

品名	品番	型番	サイズ	入数	価格(税別)
スーパーキャス5	OE-10-4031-18-1	HP2176	18G	50本/箱	¥10,500
	OE-10-4031-20-1	HP2177	20G		
	OE-10-4031-22-1	HP2139	22G		
	OE-10-4031-24-1	HP2141	24G		

コンパクトな内針フルカバー機構

- 針刺し・切創のリスクを低減できます。
- 血液・体液に汚染された使用済み内針の曝露を防ぐことができます。
- 安全性と安心感を同時に提供します。

止血弁をカテーテルハブに内蔵

- 止血弁付きなので圧迫止血は不要となり、手技が容易になりました。
- 内針を抜去すると止血弁が閉じて血液漏れを防ぎます。
- 穿刺手技中の血液との接触を防ぎ、感染を防止します。

回路との接続

- 止血弁効果で血液の漏れがないため、衛生的で安心して回路接続ができます。
- 回路との接続後、止血弁は完全に開放され、輸液・血液の注入はスムーズに行えます。

採血も可能

- シリンジを挿入して採血を容易に行うことができます。採血後、シリンジを外し、輸液ラインなどを接続する際は圧迫止血が必要です。

## サーフロー留置針



- 刺通抵抗が少なく、スムーズな穿刺が行なえる留置針。



品名	品番	型番	サイズ	入数	価格(税別)
サーフロー留置針	OE-10-40-2016	SR-OT1651C	16G	50本/箱	¥10,500
	OE-10-40-2018	SR-OT1832C	18G		
	OE-10-40-2020	SR-OT2032C	20G		
	OE-10-40-2022	SR-OT2232C	22G		
	OE-10-40-2024	SR-OT2419C	24G		

## シュアシールドサーフローII



- 血管確保のサインが見える「OKフラッシュ」機構搭載のセーフティ機構付留置針。



品名	品番	型番	サイズ	入数	価格(税別)
シュアシールドサーフローII	OE-10-40-2118	SR-SFA1832	18G	50本/箱	¥16,000
	OE-10-40-2120	SR-SFA2032	20G		
	OE-10-40-2122	SR-SFA2232	22G		
	OE-10-40-2124	SR-SFA2419	24G		

★★★★ アルコール綿/ドレッシング材/針廃棄容器

## ワンショットプラスP EL-II



- 消毒用エタノール含浸のアルコール綿。
- たっぷり厚みのある脱脂綿を使用し、綿を2分割できる特徴的な商品です。

4cm×8cm (2折)  
76.9~81.4vol%エタノール1.6ml

ワンショットプラスP EL-II 100包/箱 型番:11499	
OE-10-4040	¥1,000(税別)

## ワンショットプラスヘキシジン0.2



- 0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩を含浸した単包消毒綿です。
- たっぷり厚みのある脱脂綿を使用しています。

アルコール不使用

4cm×8cm 2折 滅菌済  
0.2%クロルヘキシジングルコン酸塩液

ワンショットプラスヘキシジン0.2 60包/箱 型番:11440	
OE-10-4040-1	¥800(税別)

## スワバーM・NW70



イソプロパノール2.1ml

- 不織布を70%イソプロパノールで湿潤させ防湿用包材で分包した使いやすい殺菌・消毒薬です。

スワバーM・NW70 50包/箱	
OE-10-2530	¥4,000(税別)

## 3M™ テガダーム™

- 創傷保護/各種カテーテル固定用ドレッシング材です。
- 表面摩擦抵抗の低いタイプの粘性透明フィルムです。



トランスベアレントドレッシング 1623W



HPTトランスベアレントドレッシング 9534HP



3M™ テガダーム™ トランスベアレントドレッシング 100枚/箱 型番:1623W	
OE-10-4028-1	¥9,500(税別)

3M™ テガダーム™ HPTトランスベアレントドレッシング 100枚/箱 型番:9534HP	
OE-10-4028-2	¥9,500(税別)

## カテリープラス カテリープラス I.V.



- 新開発ウレタンジェル粘着剤で高透湿フィルムドレッシングです。
- カテリープラス I.V.はカテーテル穿刺部が見え、使用部位の状態が分くカテーテル固定時に補助テープとして使用できます。



カテリープラス I.V. 使用例

品名	品番	型番	サイズ	入数	価格(税別)
カテリープラス	OE-10-4028-L	CP50811	85×110mm	30枚/箱	¥6,750
	OE-10-4028-S	CP50608	60×80mm	35枚/箱	¥6,000
カテリープラスI.V.	OE-10-4029-L	IV0811	85×110mm	30枚/箱	¥6,500
	OE-10-4029-S	IV0608	60×80mm	35枚/箱	¥5,800

## 針廃棄容器 シャープセイフ コミュニティ

- 往診や訪問看護など在宅医療に適したサイズです。
- 持ち運びに便利なハンドル付きです。
- ワンタッチで開閉でき、針付きシリンジや翼状針を廃棄できます。



品名	品番	サイズ	価格(税別)
針廃棄容器 シャープセイフ コミュニティ	OE-10-4030-4	0.2L 75×35×150mm	¥430
	OE-10-4030-3	0.6L 105×50×220mm	¥520
	OE-10-4030-5	1L 110×90×190mm	¥400
	OE-10-4030-6	2L 200×115×165mm	¥480